


MASTERPULS® MP50



STORZ MEDICAL



MASTERPULS® MP50

Le système **COMPACT** à ondes de choc radiales

Cet appareil à ondes de choc extrêmement efficace se caractérise par son design compact, ses faibles coûts d'investissement et de maintenance et sa mobilité maximale grâce au compresseur intégré.

L'élimination des symptômes douloureux assure très rapidement une amélioration de la mobilité et une augmentation de la force dans les zones traitées.

81 à 87% des patients répondent bien ou très bien à la thérapie par ondes de choc avec le MASTERPULS®.



Avantages

Faits

- ▶ Compact et mobile : 9 kg, 34 x 34 x 15,6 cm
- ▶ Compresseur intégré
- ▶ Contrôle par affichage LED
- ▶ Faibles coûts d'investissement !

Paramètres

- ▶ Fréquence d'impulsions : 1 – 11 Hz
- ▶ Pression d'application : 1 – 3 bar/11 MPa

Indications

- ▶ Pathologies d'insertions tendineuses et des ligaments
- ▶ Activation et relâchement du tissu musculaire et conjonctif
- ▶ Acupuncture par ondes de choc